


Скачивание файлов исследования


Вариант №1: Необходимо найти исследование используя фильтр. Кликнуть на пиктограмму прикрепленного к исследованию изображения.



The screenshot shows the 'Lookinside' Radiological Information System interface. The main area displays a table of studies with columns for Status, Date, Patient ID, Name, Age, Study Type, Room, Doctor, and Comments. A filter panel on the right allows for searching by patient, status, date of birth, date of visit, modality, study type, and financing source.

Статус	Дата	Полное ОМС СНИПС Номер АК	ФИО	Возраст	Вид исследования	Кабинет	Врач	Комментарий
Описано	10.10.2022 09:21	8657410624001891 121- 3-755-06	Тестов В. А.	37 лет	Компьютерная томография сердца	Кабинет №52	Иванов И.И.	


Вариант №2: Выбрать необходимого пациента, перейти в диагностическую историю, кликнув на ФИО пациента, откроется окно диагностической истории. Выбрать необходимое исследование, кликнуть на пиктограмму прикрепленного к исследованию изображения.




The screenshot shows the 'Диагностическая история пациента' (Patient Diagnostic History) window for 'Тестов В. А.'. It features a table of studies with columns for Date, Study Type, Body Part, MO, and Device. A red box highlights the image icon in the rightmost column of the table.

Дата	Вид исследования	Часть тела	МО	Прибор
10.10.2022 09:21	Компьютерная томография сердца	Грудная клетка	ГБУЗ ТО "ОКБ №1"	КТ Siemens SOMATOM Definition Flash
05.05.2021 09:28	Компьютерная томография сердца с контрастированием	Грудная клетка	ГБУЗ ТО "ОКБ №1"	КТ Siemens SOMATOM Definition Flash


В открывшемся окне с изображением открыть дополнительные настройки и нажать «Скачать исследование».



После нажатия «Скачать исследование» откроется окно с выбором вариантов имени файла с изображением, Дата +Модальность исследования или ФИО пациента +ID Пациента +Дата проведения исследования.



После выбора имени скачиваемого файла, формируется архивированный файл (*.zip), необходимо кликнуть на имени файла и начнется скачивание.



Скаченное изображение можно записать на диск или usb носитель