

Пользовательская инструкции
Подсистема «Организация оказания медицинской помощи
больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Получение документа о проведенном
исследовании из ПАК «Валента»

На 8 листах

г. Тюмень
2019 г.

Содержание

1	Пользовательская инструкция	3
1.1	Получение данных о проведенном лечении из ПАК «Валента»	3
1.2	Создание шаблона медицинского документа «ЭКГ»	6

1 Пользовательская инструкция

1.1 Получение данных о проведенном лечении из ПАК «Валента»

Чтобы получить данные проведенном исследовании ЭКГ пациента из ПАК «Валента», откройте вкладку «БСК» - «Исследования ПАК Валента» (рис.1).




Рисунок 1. Открытие «Исследование ПАК «Валента»

В появившейся форме нажмите кнопку «Загрузить исследование из ПАК «Валента»» (рис.2).




Рисунок 2. Загрузка данных.

В следующей открывшейся форме заполните поля «Пациент», «Дата начала», «Дата окончания», затем нажмите кнопку «Получить записи» (рис. 3).

Рисунок 3. Получение данных из ПАК «Валента»

В списке полученных данных выберите нужные вам исследования и нажмите кнопку «Загрузить отмеченные и закрыть» (рис. 4).

← → **Загрузка исследований из ПАК "Валента"**

Пациент:

Дата начала: 31.10.2019 Дата окончания: 01.11.2019

	Номер исследо...	Пациент	Дата проведения исследования	Дата получения исследовани
☒	VAL_5555-931		31.10.2019 17:18:41	31.10.2019 17:20:57
☒	VAL_5555-928		31.10.2019 17:11:32	31.10.2019 17:13:58

Рисунок 4. Загрузка выбранных исследований в МИС

Загруженные исследования отобразятся на форме «Исследования ПАК «Валента»». Вы можете открыть документ исследования в формате PDF (рис. 5), нажав кнопку «Открыть PDF».

Данный документ так же сохраняется в ОДП пациента.

← → ☆ **Исследования ПАК "Валента"**

Дата	Номер	Номер исследования	Пациент	Фамилия пациента	Имя пациента	Отчество пациента	Пол пациента	Дата рождения пациента	Дата проведения исследования	Дата получения исследования на консул
25.10.2019 13:23:31	0000000031						Ж		17.10.2019 14:47:26	17.10.2019 14:50:23

Рисунок 5. Исследования, выгруженные из ПАК «Валента»

При нажатии на пациента двойным щелчком открывается документ с данными исследования, в котором отображаются: заключение, данные пациента, дата проведения анализа и специалист проводивший запись (рис. 6).

← → ☆ Исследование ПАК "Валента" от 25.10.2019 13:23:31

Записать и закрыть

Записать

Открыть PDF

Номер:

000000031

Дата:

25.10.2019 13:23:31

📅

Пациент:

▼

🔗

Номер исследования:

Дата проведения исследования:

17.10.2019 14:47:26

📅

Дата получения исследования на консультацию:

17.10.2019 14:50:23

📅

Номер прибора:

Описание прибора:

Фамилия пациента:

Имя пациента:

Отчество пациента:

Пол пациента:

▼

Дата рождения пациента:

📅

Номер документа пациента:

Заключение:

ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ ТАХИСИСТОЛИЧЕСКАЯ
ФОРМА ЧСС 122 ЗОС НЕ ОТКЛОНЕНА.

Дата проведения анализа:

18.10.2019 13:28:17

📅

Специалист проанализировавший запись:

Файл PDF:

▼

🔗

Рисунок 6. Документ с заключением об исследовании

1.2 Создание шаблона медицинского документа «ЭКГ»

Для того чтобы данные выгруженные данные были сохранены в шаблон медицинского документа «ЭКГ», необходимо открыть органайзер пациента в подсистеме «Контроль исполнения» (рис. 7).




Рисунок 7. Открытие органайзера пациента

В открывшейся форме «Органайзер пациента» перейдите на вкладку «Документы». Здесь в списке должен быть автоматически созданный ШМД «ЭКГ» со статусом «Не готов» (рис. 8).




Рисунок 8. Шаблон медицинского документа «ЭКГ» в органайзере пациента

Переведите его в статус «Готов» стандартным образом – открыв его и нажав кнопку «Документ готов». Также его можно подписать электронной цифровой подписью.

ЭКГ

Записать и закрыть Документ готов Выбрать ШМД Скрыть готовые фразы Изменить аллергоанамнез

Пациент: _____

Исполнитель: _____

Дата исследования: 01.11.2019 10:49:53

Номер карты: 6027

синусовый ритм, чсс 70, зос влево, полная блокада лнпг

Рисунок 9. Создание документа ЭКГ со статусом «Готов»