



2.3.8. Выбор места исполнения по умолчанию для назначаемых исследований

Для установки рабочего места по умолчанию для назначаемых исследований необходимо зайти в подсистему «Контроль исполнения». Далее в разделе «Сервис» перейти по ссылке «Установка рабочего места по умолчанию».




Открылась форма обработки «Установка рабочего места по умолчанию» на которой необходимо заполнить следующие параметры для изменения рабочего места:


1. Поле «Номенклатура» - Для того чтобы выбрать нужную номенклатуру следует нажать кнопку «**Выбрать из списка**» после чего перейти по ссылке «**Показать все**»



В открывшемся окне необходимо найти и выбрать нужную номенклатуру. Сделать это можно вручную либо воспользоваться поиском по наименованию/артикулу.



2. Поле «Рабочее место» - рабочее место устанавливается автоматически в зависимости от выбранной номенклатуры, но при необходимости его можно изменить, выбрав из справочника «Медицинские рабочие места»



После заполнения параметров обработки, необходимо нажать кнопку «Установить рабочее место по умолчанию», таким образом, рабочее место установлено, система выводит информационное сообщение «Рабочее место по умолчанию успешно изменено»



Установка рабочего места по умолчанию

Номенклатура: ▼

Рабочее место: ▼

Установить рабочее место по умолчанию

Сообщения:

— Рабочее место по умолчанию успешно изменено