



2.8.6.3 Журнал регистрации температуры при определении группы крови и гемотрансфузии

Для того, чтобы сформировать «Журнал регистрации температуры при определении групп крови и гемотрансфузии» необходимо перейти в подсистему «Отделение», далее «Журнал регистрации температуры при определении групп крови и гемотрансфузии».



Открылась вкладка «Журналов регистрации температуры при определении групп крови и гемотрансфузии». В результате на форме списка отображаются ранее созданные журналы и для оформления нового документа необходимо нажать команду «Создать».



В открывшейся форме выбираем дату, отделение и вид журнала. Далее нажимаем кнопку «Заполнить данными переливания ...» и в журнал подтягивается информация из ранее оформленного документа «Протокол трансфузии (переливания) донорской крови и (или) ее компонентов».

← → Журнал регистрации температуры при определении групп крови и гемотрансфузии (создание) ×

Провести и закрыть Записать Провести Печать Печать журнала Еще

Номер: Дата: 21.08.2020 16:57:38 Отделение: Терапевтическое отделение №1 Организация: ГБУЗ ТО "ОБ №

Ответственный:

Вид журнала:

Электронные подписи

Подписать Открыть подпись Удалить Сохранить

Автор подписи	Дата подписи	Комментарий	Статус	Объект	Адрес подписи	Отпечаток	Подпись верна	Установивший подп...	Адрес сертифи...	Дата проверки	Порядковый
---------------	--------------	-------------	--------	--------	---------------	-----------	---------------	----------------------	------------------	---------------	------------

Для сохранения данных необходимо нажать команду «Провести и закрыть». Печатная форма журнала выводится с помощью команды «Печать».