

2.14.2 Динамика анализов по пациенту

Для формирования отчета необходимо зайти в подсистему «Отделение», выбрать ссылку «Пациенты отделения».

Контроль исполнения Автоматизированная торговая точка Отделение

Открыть органайзер пациента

★ Пациенты отделения

Направления

Форма 007/У-02

Форма 007ДС/У-02

Журнал регистрации темпера

Журнал списания крови

Отложенное подписание

Планирование госпитализаци

Индивидуальный лист наблю

Калькуляция плана лечения

Далее необходимо выбрать пациента на вкладке «Пациенты отделения» и нажать команду «Динамика анализов по пациенту».

Пациенты отделения Переведенные Выписанные Назначенные услуги Пациенты по назначениям На

Найти... Отменить поиск

Сведения Просмотр ЭМК

Палата Статус Со... Пациент ↑ Возраст Медицинская карта

Тест Тест Взрослый 20, лет 1001033385 от 16.09.20, Медицинская к

Открывается форма отчета «Динамика анализов по пациенту». Для формирования отчета необходимо заполнить параметры отбора и нажать кнопку «Сформировать».

Динамика анализов по пациенту

Период: 05.10.2020 - 09.12.2020

Пациент: Тестов Тест

Медицинская карта: 47000002000814 от 05.10.20, Медицинская карта дневного с

Сформировать

Номенклатура. Тип заказа: Биохимия крови; Иммуногематология; Иммуносерология; И

Номенклатура. Тип заказа	09.10.2020 17:11	09.10.2020 17:22
Номенклатура	Значение показателя	Значение показателя
Показатель	Норма	Единица измерения
Тромбоциты (PLT)	0,2 - 0,5	%
Тромбоциты (PLT)	150 - 400	10 ⁹ /л
Ширина распредел. тромбоцитов по размеру (PDW)	9,0 - 20,0	ФЛ
Эозинофилы (EOS)	0,000 - 0,450	10 ⁹ /л
Эозинофилы (EOS%)	1,0 - 5,0	%
Эритроциты, количество в крови методом ручного подсчёта	10 - 100	10 ¹² /л
Эритроциты (RBC)	3,50 - 5,50	10 ¹² /л

В сформированном отчете показатели анализов, выше верхней границы нормы показателей, подсвечены красным цветом, показатели анализов ниже нижней границы нормы, подсвечены синим цветом.

Номенклатура. Тип заказа			09.10.2020 17:11	09.10.2020 17:22	09.10.2020 18:14	10.11.2020 17:57
Номенклатура			Значение показателя	Значение показателя	Значение показателя	Значение показателя
Показатель	Норма	Единица измерения				
Лейкоциты(WBC)	4,00 - 8,80	10 ⁹ /л	4,25			
Лимфоциты (LYM)	1,20 - 3,50	10 ⁹ /л	1,25			
Лимфоциты (LYM%)	20,0 - 40,0	%	29,40			
Моноциты (MONO)	0,10 - 1,00	10 ⁹ /л	1,48			
Моноциты (MONO%)	4,0 - 12,0	%	34,80			
Незрелые гранулоциты (IG)		10 ⁹ /л	0,05			
Незрелые гранулоциты (IG%)	0,00 - 0,50	%	1,20			
Нейтрофилы (NEU%)	45,0 - 70,0	%	35,10			
Нейтрофилы(NEU)	1,80 - 7,70	10 ⁹ /л	1,49			
Пойкилоцитоз	50 - 75	БезразмернаяЕдиница				2 342,00
Распределение эритроцитов по объему(RDW-CV)	12,0 - 15,0	%	15,10			
Сред. конц. гемоглобина в эр. (MCHC)	300 - 380	г/л	335,00			
Сред. сод. гемоглобина эритроците (MCH)	26,0 - 35,0	пг	29,00			
Средний объем тромбоцитов (MPV)	8,0 - 11,0	фл	12,10			
Средний объем эритроцита(MCV)	72,0 - 100,0	фл	86,60			
Тромбоцит(РСТ)	0,2 - 0,5	%	0,20			
Тромбоциты (PLT)	150 - 400	10 ⁹ /л	162,00			
Ширина распред. тромбоцитов по размеру(PDW)	9,0 - 20,0	фл	15,70			
Эозинофилы (EOS)	0,000 - 0,450	10 ⁹ /л	0,02			
Эозинофилы (EOS%)	1,0 - 5,0	%	0,50			
Эритроциты, количество в крови методом ручного подсчёта	10 - 100	10 ¹² /л				17,00
Эритроциты(RBC)	3,50 - 5,50	10 ¹² /л	4,34			